



erbe
power your performance.



Die umfassende
Lösung für die
Resektion

Kombinieren Sie das VIRON Imaging System mit unserem VIO® 3 Elektrochirurgiegerät und unseren Resektoskopen.

highCUT bipolar



VIO® 3 mit highCUT bipolar



VIRON 1 System

TUR-B, TUR-P mit VIO® 3: Die bipolare Resektion neu erfunden

Das PowerPeakSystem PPS des **VIO® 3** ermöglicht mit dem bipolaren **highCUT** Mode eine sofortige und verzögerungsfreie Inzision. Im Verlauf der Resektion reagiert der **highCUT** schnell und direkt auf wechselnde Parameter und hält den Schnitt homogen.

VORTEILE

- Schnelle Inzision durch sofortige Plasmazündung
- Kontinuierliches und schnelles Schneiden
- Homogene und reproduzierbare Gewebefeffekte
- Hervorragende Hämostase mit glatten Schnittträgern
- Bessere Sichtbedingungen durch geringere Blutung