

Tauchen Sie ein: Mit unserem neuen Mode endoCUT® U

Durch Flüssigkeitsimmersion lässt sich bei endoskopischen Eingriffen die Sicht auf Läsionen deutlich verbessern, da Gewebe angehoben und optisch vergrößert dargestellt wird.

Die Verwendung isotonischer Kochsalzlösung kann aufgrund ihres geringen elektrischen Widerstands allerdings die Funkenbildung beeinträchtigen und dadurch Inzisionen verzögern.

**endoCUT® U wurde
speziell zur Lösung
dieser Herausforderung
entwickelt.**

endoCUT® U Präzises Schneiden – selbst unter Wasser

erbe
power your performance.

endoCUT® U macht den Unterschied:

- Maßgeschneidert für Unterwasser-Eingriffe (z.B. uEMR)
- Gewährleistet eine zuverlässige initiale Schnittsetzung
- Optimiert für den Einsatz in Umgebungen mit geringem Widerstand (z.B. in Kochsalzlösung)

Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhörnlestraße 17 · 72072 Tübingen · Deutschland · +49 7071 755-0 · info@erbegroup.com

JOIN US ON [er](#) [ca](#) [in](#) [yt](#) [vo](#)

Vorteile von endoCUT® U

endoCUT® U ermöglicht präzises und kontrolliertes Schneiden in allen gängigen Medien:

- *Flüssigkeiten mit geringem Widerstand, z. B. Kochsalzlösung*
- *Umgebungen mit hohem Widerstand, z.B. Leitungswasser, Luft oder CO₂*

Das macht endoCUT® U zu einem zentralen Element bei endoskopischen Eingriffen.

Marketing-Claim Liste D304763

Schnelle und verlässliche Schnittsetzung

- Schnelles und zuverlässiges Schneiden auch in Umgebungen mit geringem Widerstand (z. B. in Kochsalzlösung) trägt zur Verkürzung der Resektionszeit bei.

Präzise Kontrolle

- Die Kombination aus präziser Schnittkontrolle und reproduzierbarer, homogener Hämostase unterstützt einen sicheren und effizienten Ablauf, selbst in anatomisch anspruchsvollen Regionen.

Klare Sicht

- Die klare Sicht unter Wasser oder in Flüssigkeiten unterstützt die Orientierung bei anspruchsvollen endoskopischen Eingriffen.

Mehr Sicherheit in der Anwendung

- 86% der Anwender bestätigen, dass endoCUT® U ihr Vertrauen in die Ergebnisse von Eingriffen unter Wasser erhöht.

OPTIMIEREN SIE IHRE EINGRIFFE

Sehen Sie sich das Symposium an, das auf den ESGE Days 2025 stattfindet

Leitung: A. Repici, Italien / J. Jacques, Frankreich/Kanada


- Unterwasserresektion im Gastrointestinaltrakt: Techniken und elektrochirurgische Einstellungen meistern; T. Beyna, Deutschland
- Unterwasser-ESD – der aktuelle Stand der Technik; G. Andrisani, Italien
- EMR mit Doppelablation – der neue Standard?; D. von Renteln, Kanada

WERDEN SIE TEIL DER DISKUSSION



Bereit für endoCUT® U?

KONTAKTIEREN SIE UNS BEI FRAGEN ZUR GERÄTEKOMPATIBILITÄT.



VIO® 3n Fire
Tailored to sync with you

VIO® 3n Fire ist für gastrointestinale Eingriffe auf höchstem Niveau konzipiert.

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE VIO® FAMILIE

