

VIO® 3n Water

Tailored to sync with you

erbe
power your performance.



Water



- Compatible con una amplia gama de **instrumentos estándar**
- Activación monopolar simultánea en un solo dispositivo con **twinCOAG**
- Activación bipolar simultánea junto con **VIO® seal**
- Disección selectiva de tejidos para la exposición de estructuras sensibles con **preciseSECT**
- Resección monopolar y corte suave con **highCUT**
- Combinación perfecta con el APCapplicator y los reconocidos **modos de plasma de argón**
- El VIO® 3n Water dispone de un **conector bipolar** y **dos conectores monopolares** con iluminación integrada

Especificaciones técnicas

Conexión de alimentación	
Tensión nominal de alimentación	100 V - 240 V CA ± 10 %
Frecuencia nominal de alimentación	50 Hz/60 Hz
Corriente de línea (media)	100 - 120 V CA: 4,9 A 220 - 240 V CA: 2,1 A
Consumo de energía en modo de espera	100 - 120 V CA: < 19 W 220 - 240 V CA: < 19 W
Consumo de potencia con salida de alta frecuencia máxima	100 - 120 V CA: < 455 W 220 - 240 V CA: < 455 W
Terminal de puesta a tierra (ecualización de potencial)	Sí
Fusibles de potencia	F 6,3 A H / 250 V CA

Modo de funcionamiento	
Funcionamiento discontinuo	Ciclo de trabajo 10 s ON / 30 s OFF

Ethernet	
Ethernet	RJ45 1 Gbit (desactivado por defecto)

Programas	
Número de programas	1500 máx.

Dimensiones y peso	
Ancho × alto × profundidad	410 × 165 × 381 mm
Peso	8 kg
Tamaño de la pantalla	10,1 pulgadas

Water

Condiciones ambientales para el transporte y el almacenamiento	
Temperatura	De -29 °C a +60 °C
Humedad relativa	15 - 85 %

Condiciones ambientales de funcionamiento	
Temperatura	+10 °C a +40 °C
Humedad relativa	15 - 85 %, sin condensación
Presión atmosférica	54 - 106 kPa
Altitud máxima de funcionamiento	5000 m sobre el nivel del mar

Normas	
Clasificación según el Reglamento (UE) 2017/745	II b
Clase de protección según la norma EN 60 601-1	I
Tipo según la norma EN 60 601-1	Tipo a prueba de desfibrilación CF, parte aplicada
Código IP	IP2X

Modos disponibles

Modos	VIO® 3n Water
autoCUT	X
autoCUT bipolar	X
highCUT	X
dryCUT	X
softCOAG	X
softCOAG bipolar	X
forcedCOAG	X
swiftCOAG	X
sprayCOAG	X
preciseSECT	X
twinCOAG	X
forcedAPC	X
preciseAPC	X
pulsedAPC	X
senseAPD	X
autoCUT argon	X
highCUT argon	X
dryCUT argon	X
swiftCOAG argon	X
preciseSECT argon	X
twinCOAG argon	X

erbe

Compatibles



Pinzas bipolares Mango de evacuación de humos Aplicador APC Resectoscopio monopolar

Muchos de nuestros instrumentos estándar son compatibles con el nuevo VIO® 3n. A continuación, te presentamos una selección.



Submódulos y accesorios compatibles