

Ottimizzare
l'equilibrio
tra velocità
di dissezione,
impatto
termico e
sealing.

*Massima libertà
nell'attivare o
interrompere la
modalità thermoSECT in
funzione delle necessità
chirurgiche, consentendo
una velocità di lavoro
significativamente
maggiore.*


TriSect rapide®

Dissect & Seal
in un singolo step

erbe
power your performance.



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2023

Erbe Italia S.r.l. · Viale Sarca, 336/f · 20126 Milano · Italia · +39 02 6474681 · info@erbe-italia.com

JOIN US ON




GAMMA DI PRODOTTI

Quattro strumenti da 140 mm, 200 mm, 350 mm e 450 mm di lunghezza

Dissect & Seal

Tutto in un single step

STRUTTURE SEPARATE

TESSUTO CONNETTIVO



ENTRARE NEI PIANI DEGLI STRATI TISSUTALI

SEZIONARE E SIGILLARE I VASI

LEGAMENTI

ALLARGARE I PIANI TISSUTALI

DISSECA CAPSULE ADIPOSE E I FASCI DI TESSUTO



Velocizza la dissezione

- Gestite l'emostasi avanzata di thermoSECT ove possibile, per una dissezione più veloce
- Dissezione e sealing* di vasi e fasci di tessuto in un unico step
- Disseca e prepara strutture e tessuti delicati in modo preciso e atraumatico grazie all'innovativo design della punta

*1,6 secondi con vasi di 3 mm di diametro / 2 secondi con vasi di 5 mm di diametro

Possibilità di gestire diversi livelli di emostasi

- Dalla coagulazione mirata, al controllo dei sanguamenti diffusi, al fascio di tessuti fino al sealing affidabile dei vasi
- Un'emostasi efficace è sempre disponibile grazie alla modalità bipolare softCOAG con la sua coagulazione immediata ed efficace



Dissezione con un ridotto effetto termico

- Riduzione della dispersione termica ai tessuti adiacenti e prevenzione del surriscaldamento involontario*
- Lavorando anche in prossimità di strutture delicate, la diffusione termica laterale è inferiore a 1 mm
- Questo garantisce una gestione sicura dello strumento: rapido raffreddamento delle branche a 60° C dopo ogni singola attivazione della modalità thermoSECT

*La temperatura esterna delle branche è inferiore a 100° C.



Plug and operate

Collegate TriSect rapide® al vostro sistema VIO® 3 e lavorate in tranquillità e sicurezza grazie alle nostre modalità personalizzate thermoSECT o softCOAG.

Ne apprezzerete le differenze.