

VIO® 3n Water


Tailored to sync with you



erbe
power your performance.

Sviluppato per applicazioni chirurgiche complesse in contesti multidisciplinari

Water



- Compatibile con un'ampia gamma di **strumenti chirurgici**
- Attivazione simultanea di due strumenti monopolari collegati ad un unico dispositivo, grazie alla modalità **twinCOAG**
- Attivazione bipolare simultanea in combinazione con la tecnologia **VIO® seal**
- Dissezione selettiva e controllata dei tessuti grazie alla modalità **preciseSECT**
- Resezione monopolare con taglio preciso e controllato grazie alla modalità **highCUT**
- Compatibile con i manipoli argon monouso APCapplicator e con l'intera gamma delle **modalità di Coagulazione Argon Plasma Erbe**
- Il sistema VIO® 3n Water dispone di **una presa bipolare e due monopolari**, ciascuna dotata di illuminazione integrata

Specifiche tecniche

Collegamento di alimentazione	
Tensione nominale di alimentazione	100 V - 240 V CA ± 10%
Frequenza nominale di alimentazione	50 Hz/60 Hz
Corrente di rete (media)	100 - 120 V CA: 4,9 A 220 - 240 V CA: 2,1 A
Potenza assorbita in modalità standby	100 - 120 V CA: < 19 W 220 - 240 V CA: < 19 W
Potenza assorbita alla massima potenza in uscita HF	100 - 120 V CA: < 455 W 220 - 240 V CA: < 455 W
Morsetto per messa a terra (equalizzazione di potenziale)	Sì
Fusibili di alimentazione	F 6,3 A H / 250 V CA

Modalità di funzionamento	
Funzionamento discontinuo	Ciclo di lavoro 10 s ON / 30 s OFF

Ethernet	
Ethernet	RJ45 1 Gbit (disattivato per impostazione predefinita)

Programmi	
Numero di programmi	Massimo 1500

Dimensioni e peso	
Larghezza × altezza × profondità	410 × 165 × 381 mm
Peso	8 kg
Dimensioni dello schermo	10,1 pollici

Water

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio	
Temperatura	da -29 °C a +60 °C
Umidità relativa	15 - 85%

Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da +10 °C a +40 °C
Umidità relativa	15 - 85%, senza condensa
Pressione atmosferica	da 54 a 106 kPa
Altitudine massima di funzionamento	5000 m sul livello del mare

Norme	
Classificazione secondo il Regolamento (UE) 2017/745	II b
Classe di protezione secondo EN 60 601-1	I
Tipo secondo la norma EN 60 601-1	Parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione
Codice IP	IP2X

Modalità disponibili


Modalità	VIO® 3n Water
autoCUT	X
autoCUT bipolar	X
highCUT	X
dryCUT	X
softCOAG	X
softCOAG bipolar	X
forcedCOAG	X
swiftCOAG	X
sprayCOAG	X
preciseSECT	X
twinCOAG	X
forcedAPC	X
preciseAPC	X
pulsedAPC	X
senseAPD	X
autoCUT argon	X
highCUT argon	X
dryCUT argon	X
swiftCOAG argon	X
preciseSECT argon	X
twinCOAG argon	X

Compatibilità



1 Pinza bipolare 2 Manipolo monopolare con evacuazione fumi integrata 3 Applicatore APC 4 Resettore monopolare

Il nuovo VIO® 3n è compatibile con un' ampia gamma di strumenti standard. Ecco una selezione accurata.



Moduli e accessori compatibili