

Zoptymalizuj
równowagę
między
szybkością
preparacji,
wpływem
termicznym
i uszczelnianiem.

*To od Ciebie zależy czy w razie
potrzeby rozpoczniesz, czy
zakończysz tryb thermoSECT,
umożliwiając znacznie
zwiększoną szybkości pracy.*

TriSect rapide®

Preparacja i uszczelnianie
w jednym kroku

erbe
power your performance.



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2023

Erbe Polska Sp. z o. o. · al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 · 02-972 Warszawa · Polska · +48 22 642-25-26 · sales@erbe.pl

JOIN US ON




**PORTFOLIO
PRODUKTÓW**

Cztery instrumenty
o długości 140 mm,
200 mm, 350 mm
i 450 mm

Preparacja i uszczelnianie Wszystko w jednym kroku

ROZDZIELANIE STRUKTUR



TKANKA ŁĄCZNA

PRZEJŚCIE PŁASZCZYNAMI
WARSTW TKANEK

PRZECINAJ I USZCZELNIJ NACZYNIA

ROZWARSTWIANIE
PŁASZCZYZNY TKANKI

WIĘZADŁA

PRZECINANIE TOREBEK TŁUSZCZOWYCH
I WIĄZEK TKANEK


Przyspiesz preparację

- Jeśli ma to zastosowanie, stosuj odpowiednią hemostazę za pomocą thermoSECT i uzyskaj jeszcze szybsze efekty
- Chwyatanie, uszczelnianie* i preparowanie naczyń oraz pęczków tkankowych w jednym cyklu pracy
- Precyzyjna lub tępa preparacja wrażliwych struktur i tkanek za sprawą innowacyjnej konstrukcji szczęk

*1,6 s przy naczyniach o średnicy 3 mm / 2 s przy naczyniach o średnicy 5 mm

Uzyskaj zróżnicowaną hemostazę

- Od koagulacji punktowej, kontroli rozległego krwawienia, zopatrzywania pęczków tkankowych po niezawodne zamykanie naczyń krwionośnych
- Natychmiastowa hemostaza jest zawsze dostępna w trybie bipolarnym softCOAG z silną koagulacją początkową



Pracuj z niższą temperaturą

- Ograniczenie rozprzestrzeniania się ciepła na sąsiednie tkanki i uniknięcie niezamierzonego przegrzania*
- Możliwość pracy nawet w pobliżu struktur krytycznych, boczne rozprzestrzenianie się ciepła jest mniejsze niż 1 mm.
- Zapewnienie bezpiecznej obsługi: szybkie schłodzenie szczęki do 60°C po pojedynczej aktywacji przecinania z uszczelnianiem

*Temperatura dolnej strony szczęk wynosi poniżej 100° C.

Plug and operate

*Podłącz TriSect rapide®
i ciesz się pracą naszych
dostosowanych trybów
thermoSECT lub softCOAG
systemu chirurgicznego VIO® 3.
Zobaczysz różnicę.*

