


VIO® 3n Water

Tailored to sync with you



erbe
power your performance.

Water



- Compatível com uma ampla gama de instrumentos **padrão**
- Ativação monopolar simultânea em um único dispositivo com **twinCOAG**
- Ativação bipolar simultânea em conjunto com **VIO® seal**
- Dissecção seletiva de tecidos para exposição de estruturas sensíveis com **preciseSECT**
- Ressecção monopolar e corte suave com **highCUT**
- Combinação perfeita com o APCapplicator e os renomados **modos de plasma de argônio**
- O VIO® 3n Water dispõe de uma **conexão bipolar e duas conexões monopolares**, com iluminação integrada

Especificações técnicas

Conexão de alimentação	
Tensão nominal de alimentação	100 V - 240 V CA ± 10%
Frequência nominal de alimentação	50 Hz/60 Hz
Corrente de linha (média)	100 - 120 V CA: 4,9 A 220 - 240 V CA: 2,1 A
Consumo de energia no modo de espera	100 - 120 V CA: < 19 W 220 - 240 V CA: < 19 W
Consumo de energia com saída de HF máxima	100 - 120 V CA: < 455 W 220 - 240 V CA: < 455 W
Terminal para aterramento (equalização de potencial)	Sim
Fusíveis de potência	F 6,3 A H / 250 V CA

Modo de operação	
Operação descontínua	Ciclo de trabalho 10 s LIGADO / 30 s DESLIGADO

Ethernet	
Ethernet	RJ45 1 Gbit (desativado por padrão)

Programas	
Número de programas	1500 máx.

Dimensões e peso	
Largura x altura x profundidade	410 x 165 x 381 mm
Peso	8 kg
Tamanho da tela	10,1 polegadas

Water

Condições ambientais para transporte e armazenamento	
Temperatura	-29 °C a +60 °C
Umidade relativa	15 - 85%

Condições ambientais para operação	
Temperatura	+10 °C a +40 °C
Umidade relativa	15 - 85%, sem condensação
Pressão atmosférica	54 - 106 kPa
Altitude máxima de operação	5.000 m acima do nível do mar

Normas	
Classificação de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745	II b
Classe de proteção conforme a norma EN 60 601-1	I
Tipo de acordo com a norma EN 60 601-1	Parte aplicada tipo CF à prova de desfibrilação
Código IP	IP2X

Modos disponíveis

Modos	VIO® 3n Water
autoCUT	X
autoCUT bipolar	X
highCUT	X
dryCUT	X
softCOAG	X
softCOAG bipolar	X
forcedCOAG	X
swiftCOAG	X
sprayCOAG	X
preciseSECT	X
twinCOAG	X
forcedAPC	X
preciseAPC	X
pulsedAPC	X
senseAPD	X
autoCUT argon	X
highCUT argon	X
dryCUT argon	X
swiftCOAG argon	X
preciseSECT argon	X
twinCOAG argon	X

erbe

Compatíveis



Pinça bipolar Caneta para evacuação de fumaça Aplicador APC Resectoscópio monopolar

Muitos dos nossos instrumentos padrão são compatíveis com o novo VIO® 3n. Aqui está uma seleção especial.



Submódulos e acessórios compatíveis

