

Bipolär pincett för engångsbruk

erbe
power your performance.

12 OLIKA
UTFÖRANDE
FÖR OLIKA
TILLÄMPNINGAR OCH
PREFERENSER INOM
KIRURGI

FORM: RAK,
VINKLAD OCH

BAJONETTSPETS:
FRÅN 0,5 UPP
TILL 2 MM

INGEN TID ELLER
KOSTNAD FÖR
RENGÖRING OCH
STERILISERING

MÖJLIGGÖR
TILLFÖRLITLIG
KOAGULERING AV
BLÖDNINGAR OCH
BLODKÄRL

REPRODUCERBAR
KOAGULATIONS-
PRESTANDA

UTFORMAD
FÖR ATT GREPPA,
MANIPULERA OCH
KOAGULERA MJUKVÄVNAD
(T.EX. BLODKÄRL)



Ladda ner vår katalog med
bipolära pincetter

VIO® och softCOAG® bipolar – ett vinnande team

Detta läge ger koagulation utan karbonisering av vävnaden.

- QuickStart vid bipolar softCOAG®: en kort energipuls ger accelererad koagulation vid kontakt med vävnaden.
- AUTO START aktiverar automatiskt koagulationen så snart pincettens spets vidrör vävnaden. Aktivering via fotpedalen behövs inte längre. Detta gör att du kan koncentrera dig helt på ingreppet.



Elektrokirurgisk enhet VIO® 3 –
anslut och använd

	VIO® 3	VIO® D	VIO® S	VIO® 100 C	VIO® 50 C
softCOAG® bipolar	✓	✓	✓	✓	✓
AUTO START	✓	✓	✓	✓	
AUTO STOPP	✓	✓	✓		
SNABB START	✓				

Tillämpningar med hög noggrannhet


- Exakt geometri på spetsen
- Tillverkad av medicinskt rostfritt stål

Optimerat grepp

- Balanserad tyngdpunkt för vikten
- Utmärkt grepp och känsla tack vare räfflad yta

Enkel inkoppling med en hand

- 2-polig kontakt förhindrar felaktig anslutning
- Testad och kompatibel med alla VIO®-enheter
- Standard 28 mm bipolar kontakt



Ingen risk för förväxling, till skillnad från kopplingar med två individuella kontakter

Hög grad av oberoende

- Överbrygga långa avstånd i operationssalen
- 5 m kabel