

Optimera
balansen mellan
dissekerings-
hastighet,
värmepåverkan
och försegling.

*Det är upp till dig att
starta eller avsluta
thermoSECT-läget
efter behov, vilket
möjliggör avsevärt ökad
arbetshastighet.*



TriSect rapide®
Dissekering och försegling
i ett enda steg

erbe
power your performance.



reddot winner 2023



Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Tyskland · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

JOIN US ON     

SEPARERA STRUKTURER

BINDVÄV


GÅ IN I VÄVNADSSKIKTETS PLAN

DISSEKERA OCH FÖRSEGLA KÄRL

Dissekera och försegla
Allt i ett steg

LIGAMENT

SEPARERING AV VÄVNADSPAN

DISSEKERA IGENOM FETTVÄVNAD
OCH VÄVNADSBUNTAR**PRODUKT-
PORTFÖLJ**Fyra instrument i
längderna 140 mm,
200 mm, 350 mm och
450 mm**Snabba upp din
dissektion**

- Använd hemostasen från thermoSECT när det är tillämpligt och bli ännu snabbare
- Greppa, försegla* och dissekera kärl och vävnadsbuntar i ett enda arbetsflöde
- Dissekera känsliga strukturer och vävnader exakt eller trubbigt, tack vare den innovativa käftdesignen

*1,6 sek med kärl med 3 mm diameter / 2 sek med kärl med 5 mm diameter

**Du kan använda variabel
hemostas**

- Från punktkoagulation, kontroll av diffus blödning, vävnadsbuntning till tillförlitlig kärlförsegling
- En omedelbar hemostas är alltid tillgänglig med softCOAG bipolärt läge med sin kraftfulla initiala koagulation

**Arbeta med mindre
termisk påverkan**

- Minska värmespridningen till intilliggande vävnad och undvik oavsiktlig överhettning*.
- Operera även nära kritiska strukturer, den laterala termiska spridningen är lägre än 1 mm
- Detta garanterar en säker hantering: Snabb kylning av käften till 60° C efter aktivering av dissekering och försegling

*Baksidans temperatur vid käftarna är under 100° C.

Plugga in och
använd

*Koppla in TriSect rapide®
och njut av att arbeta
med våra anpassade lägen
thermoSECT eller softCOAG
på din VIO® 3-arbetsstation.*

Du kommer att se skillnaden.